

**CARDIOXYL® PACK** Double aiguille / Double armed

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	USP Décimal / Metric	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3				
		COULEUR / COLOR	PLEDGET							
								3x3 mm	3x5 mm	3x7 mm
RONDE / TAPER 3/8 C										
18	90	5 vert / green + 5 blanc / white						73P30X		
25	90							73P30AE		
RONDE / TAPER 1/2 C										
18	75							73P30Y		
25	75	5 vert / green + 5 blanc / white						73P30AH		
	90									73P30V TD 3x7
KL / TAPERCUTTING 3/8 C										
18	75							73P20B		
	90	5 vert / green + 5 blanc / white						73P30G		73P30S TD 3x5
25	90							73P30K		73P30R TD 3x7
										73P30L TD 3x7
KL / TAPERCUTTING 1/2 C										
18	90	5 vert / green + 5 blanc / white						73P30A	73P30B TD 3x3	73P30Q TD 3x5
25	90	5 vert / green + 5 blanc / white						73P30E		73P30O TD 3x7

**CARDIOXYL® UNITÉ / UNIT** Double aiguille / Double armed

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	USP Décimal / Metric	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3				
		COULEUR / COLOR	PLEDGET							
								3x3 mm	3x5 mm	3x7 mm
RONDE / TAPER 3/8 C										
12	75							73S10C	73S15H	
16	75								73S15G	
18	75	vert / green								
	90							73S20I		
20	90							73S20B	73S30M	
								73S15B	73S30N	
25	90							73S20D	73S30O	
RONDE / TAPER 1/2 C										
18	75	vert / green							73S30AH	
20	90							73S15C		
25	90							73S20A	73S30V	
KL / TAPERCUTTING 3/8 C										
12	75							73S10D TD 3x3		
18	75	vert / green							73S20F	
	90								73S20F	
20	90								73S30W	73S30X TD 3x3
									73S30Y	73S30B TD 3x5
25	90								73S30AA	73S30A TD 3x7
										73S30AB TD 3x7
KL / TAPERCUTTING 1/2 C										
18	75	vert / green							73S30AF	73S30AP TD 3x5
	90								73S30P	73S30Q TD 3x3
20	90							73S20G	73S30R	73S30C TD 3x5
25	75								73S30AQ	73S30AR TD 3x5
	90								73S30T	73S30AN TD 3x7
										73S30U TD 3x7

Boîte de 36 unités / Box of 36 units  
Autres références nous contacter / Other references: contact us

TD : Pédget Tefon Dur / Hard Teflon Pledget



Z.I. LES VIGNES - 42, RUE BENOIT FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX FRANCE - www.peters-surgical.com  
Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : 33(0) 1 48 91 22 99 - e-mail : commercial@peters-surgical.com & export@peters-surgical.com

Réf. : 98562-2008

Glisse absolue pour la pose de valves cardiaques  
The smoothest suture for cardiac valves


# CARDIOXYL® CARDIOXYL

Tresse de polyester enduite de silicone / Silicone coated polyester braid



SUTURES  
SUTURES

GLISSE ABSOLUE POUR  
LA POSE DE VALVES CARDIAQUES  
**THE SMOOTHEST SUTURE  
FOR CARDIAC VALVES**



**CARDIOXYL®**  
**CARDIOXYL**  
Tresse de polyester enduite de silicone / Silicone coated polyester braid


## FIL / THREAD

Glisse irréprochable / Exceptionally smooth

- Enduction de silicone
- Descente rapide et sûre de la valve prothétique
- Meilleur passage du fil dans les tissus fragiles
- Positionnement des nœuds facilité
- Silicone coating
- Rapid and secure run down of the prosthetic valve
- Slides through tissue with ease
- Simplifies knot adjustability and positioning

Souplesse idéale  
Increased flexibility

- Confort d'utilisation
- Geste chirurgical optimisé
- Comfortable use
- Upgraded surgical technique



Solidité remarquable  
Exceptional strength

- Résistance élevée du fil
- Sécurité optimale de la suture
- Enhanced tensile strength
- Optimal security of the suture

## AIGUILLE / NEEDLE

Excellente pénétration tissulaire  
Excellent tissue penetration

- Géométrie élaborée des pointes de précision Rondes Micro (Taper) et KL (Tapercutting)
- Siliconage haute performance
- Enhanced design of sharp taper point (precision point Micro) and Tapercutting (KL)
- High performance silicone coating

Solidité / Resistance

- Acier inoxydable de haute technologie combinant résistance à la flexion et ductilité
- Refined stainless steel alloy for increased tensile strength and ductility

## MULTIPACK - ONEPAK®

Pack de 10 sutures avec fils verts et fils blancs alternés  
Pack of 10 containing both green and white sutures



Visibilité accrue et meilleur repérage  
Enhanced visibility and easier identification

- Gain de temps lors de la mise en place
- Nouvelle présentation Onepak® pour l'unité
- Easy to use and saves time
- Packaged individually in the new Onepak®



## PLEDGETS / PLEDGETS

Choix de matériaux et de dimensions pour toutes les applications  
Options for materials and dimensions are available for multiple procedures

## INDICATIONS / INDICATIONS

- Pose de valves et anneaux cardiaques
- Mise en place de la CEC
- Fixation de patches
- Cardiac valve and ring placement
- EEC canulae securement
- Patch implantation